

NL DIGITALE MEDISCHE THERMOMETER EASY 2 IN 1

GEbruiksaanwijzingen

Volg de gebruiksaanwijzingen

WAARSCHUWINGEN

- Drie aanwijzingen voor het gebruik aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.
- Reinig en ontsmet de sonde alvorens de thermometer te gebruiken.
- De thermometer is niet geschikt voor de eerste maal te gebruiken en na elke meting en raadpleg daarvan de gebruiksaanwijzing ontsmetten.
- De thermometer is niet waterdicht.
- Bewaar op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen en personen met een verstandelijke beperking.
- Laat kinderen of personen met een verstandelijke beperking nooit zonder toezicht thuis het meten van de temperatuur. De punt van de thermometer kan gevarenlijk zijn als hij niet bij de oogleden gehouden. Na gebruik moet de thermometer worden gereinigd en ontsmet.
- De thermometer is ontworpen voor de rechtekrechtstand. Gebruik een zachte doek, bevochtigd met alcohol of een gewoon ontsmettingsmiddel, om de thermometer en de sonde te reinigen en te ontsmetten voordat u na elk gebruik.
- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of benzene, want deze kunnen het omhulsel van de thermometer beschadigen.
- Verontreiniging door deze stoffen als gevolg. Dit instrument is niet waterdicht; onderdompeling of de winkel waar u de batterijen heeft gekocht.
- ELETROMAGNETISCHE COMPATIBILiteit**
- De elektromagnetische hulpmiddelen behoeven speciale voorzorgsmaatregelen inzake elektromagnetische compatibiliteit en moeten worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen volgens de richtlijnen voor de rechtelektronica en elektromagnetische compatibiliteit. Interferentie of radiografische/elektromagnetische frequenties (EMC/EMI) de metingen als het apparaat wordt gebruikt in een elektromagnetisch veld met radiografische gelijk of hoger dan 10 Volt per meter, maar de prestaties van het apparaat worden niet negatief beïnvloed. Houd de thermometer op een afstand van tenminste 1 m van de RF-zenderapparaten om interferentie te voorkomen.
- Het apparaat is bedoeld voor medisch of huishoudelijk gebruik voor personen van alle leeftijden.
- Waring dat de thermometer alleen voor de werking van het product bestemd is en dat van de werkzaamheden niet op de distributie. Veer geen metingen uit als de thermometer niet is, want dat kan onjuiste metingen veroorzaken.
- Probeer niet de thermometer te repareren.
- In geval van twijfel of als de temperatuur stijgt, wendt u zich tot uw arts. Zelfdiagnose kan bestaande ziektes verbergen.
- Leg u de gebruik van de thermometer op een goede, droge plek, beschermend tegen stof en conform de omgevingslimieten gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.
- Als het apparaat bewaard wordt bij temperatuuren buiten het interval 5 °C-35 °C (41 °F - 95 °F), laat u hem ongeveer 15 minuten in een koude omgeving liggen met een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F - 95 °F) alvorens hem te gebruiken.
- Als u denkt het apparaat langer niet te gebruiken, verwijder de batterij.
- Leg de batterij van de thermometer niet in de buur van hete warmtebronnen, want hij zou kunnen ontphatten.
- De correcte positering van de thermometer is essentieel voor de accurate meetmethode van de temperatuur. Drink eerst water en wacht dan gedurende vijf minuten voor de werking van de thermometer en neem daarna een fysieke activiteit en neem een bad of douche en nooit 15 minuten voor de meting van de temperatuur.
- Om de correcte meting van de temperatuur te verzekeren volgt u de onderstaande instructies.



ONSCHAKELEN NAAR ANDER MEETPUNT
Het apparaat beschikt over twee onschakelbare meetmethodes voor de axillaire en rectale meetpunten.
Houd de drukknop voor in/uitschakelen ongeveer 2 seconden ingedrukt als de thermometer uitstaat. Wanneer het meetpunt wordt aangegeven, laat u de drukknop voor in/uitschakelen los en wijzig de instelling binnen 2 seconden met de drukknop voor de instelling van het type meting.

SELECTIE VAN DE MEETEENHEID (°C of °F)
Houd de drukknop voor in/uitschakelen ongeveer 4 seconden ingedrukt, als de thermometer uitstaat, om de onschakelmodus te schakelen. Laat de drukknop voor in/uitschakelen los en wijzig de instelling binnen 2 seconden met de drukknop voor de instelling van het type meting.

GEbruiksaanwijzingen
Druk op de drukknop voor in/uitschakelen naast het vloeibaarkeitsrilscherm (LCD). De thermometer brengt een hoorbaar geluid voort en geeft het complete schemer weer, gevuld door de weergave van de laatste temperatuurmeting. Na de weergave van de in het geheugen opgeslagen temperatuur wordt de thermometer in de meetmodus gezet (de aanduiding "RF" knippert).

Plaats de thermometer in het gekozen meetpunt (aan ons oks).

- Rectaal gebruik (10 s): Breng de sensor op delicate wille 1 cm in de anus aan. Na de meting brengt de thermometer 4 lange hoorbare signalen voort als de gemeten temperatuur minimaal bedraagt en 32 °C en 12 korte hoorbare signalen als de temperatuur gelijk is aan of meer bedraagt dan 38 °C.
- Axillaire gebruik (1 minuut): Druog de oksel met een doek. Plaats de sonde in de okselholte en houd de am stevig tegen het lichaam gedrukt. Na de meting brengt de thermometer 4 lange hoorbare signalen voort als de gemeten temperatuur minimaal bedraagt en 37,5 °C en 12 korte hoorbare signalen als de temperatuur gelijk is aan of meer bedraagt dan 37,5 °C.

Conform de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EG, zoals gewijzigd door richtlijn 2007/47/EG. Conform de norm EN 12470-3:2000+A1:2009 Medische thermometers - Deel 3: compacte elektrische (extra)polaire en niet-extrapolare) thermometers met maximaal element.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/9/EU
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervandaan niet meer gebruikt worden.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit vervullen we na de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

Conform de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EG, zoals gewijzigd door richtlijn 2007/47/EG. Conform de norm EN 12470-3:2000+A1:2009 Medische thermometers - Deel 3: compacte elektrische (extra)polaire en niet-extrapolare) thermometers met maximaal element.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN
- De weergave van de aanduiding Lo °C (Lo °F) geeft aan dat de door de thermometer gemeten temperatuur minder bedraagt dan 34,0 °C (93,2 °F).

- De weergave van de aanduiding Hi °C (Hi °F) geeft aan dat de door de thermometer gemeten temperatuur meer bedraagt dan 42,0 °C (107,6 °F).

In deze gevallen wordt aangegeven dat de thermometer niet meer kan meeten.

4. Om de batterij langer te doen duren druk u na de meting enkele seconden op de drukknop voor in/uitschakelen om het apparaat te schakelen. Als u geen enkele handeling uitvoert, wordt het apparaat na ongeveer 5 minuten automatisch uitschakelen.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ
1. Wanneer "Lo" wordt weergegeven op het LCD-display, dient u de batterij te vervangen.

2. Neem een puntentje in de gleuf van het klepje. Draai het batterijdopje los en verwijder de oude batterij. (Zie afb. 2a)

4. Verwijder de oude batterij en het batterijomhulsel met een niet-metallisch instrument, bijvoorbeeld een pen. (Zie afb. 2b) Druk de batterij af volgens de aanwijzing achteraan deze handleiding.

5. Breng een nieuwe knooptabatterij, type CR1632 van 3,0

VCC of een equivalente, aan in het batterijenvakje, met de pluspoot aan de bovenzijde. (Zie afb. 2c)

6. Draai een puntentje in de omgekeerde richting om de batterij aan het einde van levering naar erkende afvalverwerkingsbediensten te schuren, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De correcte geschiedenis van de recycling, reclage en milieuvriendelijke afhandeling van de batterij draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de verwerking van de batterijen.

Het klepje van het batterijenvakje en de batterijen moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikkend of ernstige vergiftiging en intern letsel veroorzaken.

REINIGEN EN ONTSMETEN
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met alcohol of een gewoon ontsmettingsmiddel, om de thermometer en de sonde te reinigen en te ontsmetten voordat u na elk gebruik.

Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of benzene, want deze kunnen het omhulsel van de thermometer beschadigen.

Verontreiniging door deze stoffen als gevolg. Dit instrument is niet waterdicht.

Bewaar op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen en personen met een verstandelijke beperking.

Laat kinderen of personen met een verstandelijke beperking nooit zonder toezicht thuis het meten van de temperatuur. De punt van de thermometer kan gevarenlijk zijn als hij niet bij de oogleden gehouden. Na gebruik moet de thermometer worden gereinigd en ontsmet.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als er zich een van de volgende omstandigheden zich voorstaan, kunnen de prestaties van het apparaat afnemen:

- Gebruik in omgevingen met temperatuuren en vochtigheid niet binnen de intervallen vastgelegd door de fabrikant.

- Het apparaat is bedoeld voor medisch of huishoudelijk gebruik voor personen van alle leeftijden.

- In gebruik van de thermometer kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophalsysteem, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u de batterij heeft gekocht.

ELETROMAGNETISCHE COMPATIBILiteit

De elektromagnetische hulpmiddelen behoeven speciale voorzorgsmaatregelen inzake elektromagnetische compatibiliteit en moeten worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen volgens de richtlijnen voor de rechtelektronica en elektromagnetische compatibiliteit. Interferentie of radiografische/elektromagnetische frequenties (EMC/EMI) de metingen als het apparaat wordt gebruikt in een elektromagnetisch veld met radiografische gelijk of hoger dan 10 Volt per meter, maar de prestaties van het apparaat worden niet negatief beïnvloed. Houd de thermometer op een afstand van tenminste 1 m van de RF-zenderapparaten om interferentie te voorkomen.

- De thermometer is ontworpen voor de rechtekrechtstand. Gebruik een zachte doek, bevochtigd met alcohol of een gewoon ontsmettingsmiddel, om de thermometer en de sonde te reinigen en te ontsmetten voordat u na elk gebruik.

Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of benzene, want deze kunnen het omhulsel van de thermometer beschadigen.

Verontreiniging door deze stoffen als gevolg. Dit instrument is niet waterdicht.

Bewaar de thermometer op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen.

Leg de gebruik van de thermometer op een goede, droge plek, beschermend tegen stof en conform de omgevingslimieten gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Als het apparaat bewaard wordt bij temperatuuren buiten het interval 5 °C-35 °C (41 °F - 95 °F), laat u hem ongeveer 15 minuten in een koude omgeving liggen met een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F - 95 °F) alvorens hem te gebruiken.

- Als u denkt het apparaat langer niet te gebruiken, verwijder de batterij.

Leg de batterij van de thermometer niet in de buur van hete warmtebronnen, want hij zou kunnen ontphatten.

De correcte positering van de thermometer is essentieel voor de accurate meetmethode van de temperatuur. Drink eerst water en wacht dan gedurende vijf minuten voor de werking van de thermometer en neem daarna een fysieke activiteit en neem een bad of douche en nooit 15 minuten voor de meting van de temperatuur.

- Om de correcte meting van de temperatuur te verzekeren volgt u de onderstaande instructies.

eventuele chemische symbolen Ho, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Ho = hydroxide, Cd = cadmium, Pb = lood.

6. Draai een puntentje in de omgekeerde richting om de batterij aan het einde van levering naar erkende afvalverwerkingsbediensten te schuren, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De correcte geschiedenis van de recycling, reclage en milieuvriendelijke afhandeling van de batterij draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de verwerking van de batterijen.

Het klepje van het batterijenvakje en de batterijen moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikkend of ernstige vergiftiging en intern letsel veroorzaken.

REINIGEN EN ONTSMETEN
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met alcohol of een gewoon ontsmettingsmiddel, om de thermometer en de sonde te reinigen en te ontsmetten voordat u na elk gebruik.

Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of benzene, want deze kunnen het omhulsel van de thermometer beschadigen.

Verontreiniging door deze stoffen als gevolg. Dit instrument is niet waterdicht.

Bewaar de thermometer op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen.

Leg de gebruik van de thermometer op een goede, droge plek, beschermend tegen stof en conform de omgevingslimieten gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Als het apparaat bewaard wordt bij temperatuuren buiten het interval 5 °C-35 °C (41 °F - 95 °F), laat u hem ongeveer 15 minuten in een koude omgeving liggen met een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F - 95 °F) alvorens hem te gebruiken.

7. Vervang de batterij door een nieuwe knooptabatterij, type CR1632, 3,0 VCC of een equivalente, aan de bovenzijde. (Zie afb. 2c)

8. Draai een puntentje in de omgekeerde richting om de batterij aan het einde van levering naar erkende afvalverwerkingsbediensten te schuren, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De correcte geschiedenis van de recycling, reclage en milieuvriendelijke afhandeling van de batterij draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de verwerking van de batterijen.

Het klepje van het batterijenvakje en de batterijen moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikkend of ernstige vergiftiging en intern letsel veroorzaken.

9. Meteen of later moet de batterij worden verwijderd van de thermometer.

10. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

11. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

12. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

13. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

14. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

15. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

16. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

17. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

18. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

19. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

20. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

21. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

22. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

23. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

24. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

25. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

26. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

27. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

28. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

29. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

30. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

31. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

32. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

33. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer.

34. De batterij moet worden verwijderd van de thermometer

