

Bildirim açma/kapatma düğmesi " " durumuna geçtiğinde ses kapalıdır.
Bildirim açma/kapatma düğmesi " " durumuna geçtiğinde ses açıktır.

• Gücü kapatma.

1. Cihazı kapatmak için, ölçüm başlatma düğmesine " " 3-5 saniye süreyle uzun basınız.
2. Hiçbir işlem yapmazsa cihaz yaklaşık 30 saniye sonra kendiliğinden kapanacaktır.

6. ÜRÜN BAKIM VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

Ürün çok kullanımlık bir cihaz olduğundan, kullanımdan sonra temizliğe ve dezenfeksiyona dikkat ediniz. Ürünün kirlenmesi durumunda lütfen sensör ve prob bölüğü'nün temizliğini sağlayınız; aksi takdirde ölçüm doğruluğu etkilenir. Sensör ve prob bölüğü nası temizlemeniz için bölüğü veya sensör ayırmasını temiz yumuşak bir bezle veya pamuklu çubukla nazikçe siliniz. Sensörün mercek yüzünde ağarmaya veya makinenin arızalanmasına neden olabileceği için başka bir malzeme ile silmeyiniz. Ürünün ve kafasının dezenfeksiyonu: Ürünün yüzeyini ve ölçüm için kullanılan kafayı az miktarda ısbıl alkolle (%70) batırılmış bir pamuklu çubukla nazikçe siliniz, alkol tamamen buharlaşınca kullanılabilir.

• Saklama tedbirleri

Bu ürün tozuz, kuru bir yerde saklanmalıdır, Lütfen doğrudan güneş ışığından kaçınız; sıcaklığın, nemin, tozun ve korozyif gazların yüksek olduğu yerlerde saklamayınız. Bu ürün yüksek hassasiyete sahip bir cihazdır, lütfen cihaz düğmelerinizi "Sıkıştı" çarpmaya ve sensörlerden ve diğer ölçümler nakliye olasılıklarından kaçınız. Prob veya ürünün kendisi hasar görürse kullanmaya devam etmeyiniz. Lütfen bu ürünü tasarlanan kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayınız. Çocuklar için kullanımında lütfen genel güvenlik tedbirlerine uyunuz. Ölçüm cihazının yeni nesil ahalara ve yönetmeliklere göre ten azaından yolda bir kez kalibre edilmesini öneririz.

7. YAYGIN ARIZALAR VE ARIZA GİDERME YÖNTEMLERİ

Arızanın görünüşü	Olası neden	Arıza giderme yöntemleri
Ekranda "Lo" gözükür	Ölçüm sıcaklığı 32°C (89,6°F) değerinin altındadır ve bu değer ölçüm aralığının dışındadır	Lütfen ürün talimatını takip ederek tekrar ölçüm alınız
Ekranda "Hi" gözükür	Ölçüm sıcaklığı 43°C (109,4°F) değerinin üzerindedir ve bu değer ölçüm aralığının dışındadır	Lütfen ürün talimatını takip ederek tekrar ölçüm alınız
Ekranda "Er1" gözükür	Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşüktür	Lütfen 10°C (50°F) ile 40°C (104°F) ortam sıcaklığında ölçüm alınız
Ekranda " " gözükür	Pilin gücü azalmıştır	Pili değiştiriniz
Ekranda görüntü yok veya görüntü normal değil	Pilin pozitif ve negatif kutupları ters bağlanmıştır veya cihaz normal değildir	Pili tekrar takınız veya batıyıye batıyurunuz

9. ÜRÜNTEKNİK PARAMETRELERİ

- Güç Kaynağı: DC 3V (2 Kısım 7 Alkali pili)
- Ölçüm aralığı: 32,0°C ~ 43,0°F (89,6°C ~ 109,4°F)
- Ekran çözünürlüğü: 0,1°C (0,1°F)
- Ölçüm doğruluğu: ±0,2°C (±0,4°F) aralığında 35,0°C ~ 42,0°C (95,0°F ~ 107,6°F); ±0,3°C (±0,5°F) aralığında 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ve 42,1°C ~ 43,0°C (107,8°F ~ 109,4°F)
- Elektrik geçirimsizliği: koruma sınıfı IP20 (su geçirmez)
- Tatbiki parça: BF tipi tatbiki parçalar probdur " "
- Çalgıma modu: sürekli çalgıma
- Sıcaklık birimleri: °C / °F
- Ölçüm bölgesi: Aline
- Her ölçümün zaman aralığı: s15sn
- Ölçüm süresi: s1sn
- Sıvı girişine karşı koruma derecesi: IP22
- Güvenlik sınıflandırması: havaya veya oksijen veya azot oksitle kaşık tutuşucu anestezi gazlarını bulundugu ortamlarda kullanılmayan cihaz
- Ürün boyutu: 149x38x42(mm)
- Ürün ağırlığı: yaklaşık 68g (ipl dahil değil)
- Hizmet ömrü: 5 yıl
- Klinik termometre ayarlı modu kullanır
- Pli değişim döngüsü: yeni pili en az 3000 ölçüm boyunca kullanınız

10. SICAKLIK ALGILAMASI

İnsanların normal vücut sıcaklığı bir aralık çekindedir, farklı insanların normal vücut sıcaklığı değişiklik gösterir ve bölgesel vücut sıcaklığı farklı zamanlarda farklılık gösterir.
Sadece referans amaçla, ayrıca, çoğu insanın normal vücut sıcaklığı aşağıda verilmiştir. (Chicco termometrenin ölçümü koltuk altına atılır bulunur)
Koltuk altı sıcaklığı: 36,0°C ~ 37,4°C / 96,8°F ~ 99,32°F
Oral sıcaklık: 36,3°C ~ 37,2°C / 97,34°F ~ 98,96°F
Rektal sıcaklık: 36,9°C ~ 37,9°C / 98,42°F ~ 100,22°F

11. PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Pili değiştirme: " " simgesi görüntülediğinde mevcutları 2 yeni AAA pille değiştiriniz; pili kapağını kaydırarak açınız ve eski pilleri çıkarınız. Piller, pil bölmesinin içinde gösterildiği gibi doğru hizaladığınızdan emin olarak yerine takınız.
2. Akın bir pilin termometreye zarar vermesini önlemek için, eğer ürüne uzun süre ihtiyaç duyulmayacaksa pili çıkarınız.
3. Çevreyi korumak için, boş pilleri ulusal ya da yerel yönetmeliklere göre uygun toplama sahalarına atınız.

12. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BİLGİSİ

- Δ Teşahhürlü RF haberleşme ekipmanları (anteni kabloları ve harici antenler gibi çevresel birimler dahil olmak üzere), imalatçının belirttiği kablolar dahil olmak üzere herhangi bir parçaya 30 cm'den (12 inç) daha yakında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde söz konusu ekipmanın performansında bozulma oluşabilir.
- Δ Söz konusu ekipman, radyo frekansı haberleşme hizmetlerine yeterli koruma sunamayabilir. Kullanıcının, ekipmanın yerini veya yönünü değiştirmek gibi, hafifletici önlemler alması gerekebilir.
- Δ Ölçüm cihazı kullanılmadıkça cihaz keskinlikle diğer ölçüm cihazlarının yakınına veya diğer ölçüm cihazları ile üst üste koymayınız. Diğer ölçüm cihazlarını yakınına koymayınız veya diğer ölçüm cihazları ile üst üste koymayınız zorunlu ise cihazın normal çalışabildiğini kontrol ederek doğrulayınız.

Cihaz ile diğer cihazlar arasında potansiyel radyo frekansı girişimi oluyorsa riski vardır. Varsa lütfen sorunları tespit ediniz ve aşağıdaki önlemleri alınız:
(1) Cihazı kapatıp tekrar açınız.
(2) Cihazın yönünü değiştiriniz.
(3) Ürünü girişim yaratan cihazlardan uzak tutunuz.

Tablo 1 - Emisyon testi için uyumluluk bilgileri

Emisyon testi	Uygunluk
RF emisyonları, CISPR 11	Grup 1
RF emisyonları, CISPR 11	B Sınıfı

Tablo 2 - Bağışıklık testi için uyumluluk bilgileri

Bağışıklık Testi	Uyumluluk düzeyi
Elektrostatik boşalma(ESD) IEC 61000-4-2	Temas: ±8kV Hava: ±3kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV
Güç frekansı manyetik alan IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz veya 60Hz
İgnimli RF IEC 61000-4-3	10W/m 80MHz ~ 2,7GHz 1kHz'de 160 Am

Tablo 3 - RF kablosuz haberleşme ekipmanlarına MUHAFAZA PORT BAĞIŞIKLIĞI için test koşulları

Test frekansı (MHz)	Bant *) (MHz)	Servis *)	Modülasyon *)			
385	380 ~ 390	TETRA 400	Darbe modülasyonu *) 18Hz			
450	430 ~ 470	GMR5 460, FRS 460	FM d ±5MHz sıgma 1kHz sinüs			
710	704 ~ 787	LTE Bandı 13, 17	Nabız modülasyon *) 217Hz			
745						
780						
810						
870	800 ~ 960	GSM 800/900, TETRA 800, DEN 820, CDMA 850, LTE Bandı 5	Nabız modülasyon *) 18Hz			
930						
1720						
1845						
1970	1700 ~ 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900; DECT, LTE Bandı 1, 3, 4, 25, UMTS	Nabız modülasyon *) 217Hz			
2450						
5240				2400 ~ 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7	Nabız modülasyon *) 217Hz
5500						
5785						
5785	5100 ~ 5800	WLAN 802,11 a/n	Nabız modülasyon *) 217Hz			

Test frekansı (MHz)	Maksimum güç (W)	Mesafe (m)	BAĞIŞIKLIK TEST DÜZEYİ (V/m)
385	1,8	0,3	27
450	2	0,3	28
710	0,2	0,3	9
745			
780			
810			
870	2	0,3	28
930			
1720			
1845			
1970	2	0,3	28
2450			
5240			
5500			
5785	0,2	0,3	9

NOT: BAĞIŞIKLIK TEST DÜZEYİNİ sağlamak için gerekmesi halinde, letim anteni ile ME EKİPMANI veya ME SİSTEMİ arasında ki uzaklık 1m'ye düşürülebilir. IEC 61000-4-3'te 1 m'lik test uzaklığına izin verilir.

a) Bazı hizmetler için, yalnızca yer-uydu bağı frekansları dahildir.

b) Her %50 görev çevrimi kare dalga sinyali kullanılarak, taşıyıcı modüle edilcektir.

c) FM modülasyonuna bir alternatif olarak, 18Hz'de %50 darbe modülasyonu kullanılabilir çünkü gerçek modülasyonu temsil etmeye de en kötü durum olabilir.

13. GARANTİ

Garanti: 12 ay
Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı garanti edilmiştir. Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir.
Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantisinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.