



PARACAPEZZOLI
■ PRIMA DELL'USO LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURA RIFERIMENTO.
COME USARE I PARACAPEZZOLI CHICCO
Lavate bene le mani e pulite il dispositivo per aumentare l'aderenza e facilitare la trasmissione del calore naturale. Piegando allo indietro i bordi, posizionate con cura la testina del dispositivo sul capezzolo, quindi tenere leggermente lo scudo e farlo aderire bene al seno (Figure A e B). Accertarsi che la parte sgonfiata del paracapezzolo corrisponda alla posizione del seno del bambino durante la poppata e che il paracapezzolo sia ben posizionato e che non si sposti. Prima di pognerlo al seno dei bambini. Verificare che il bambino si attacchi al seno correttamente prendendo sia il capezzolo che l'areola. Dopo la poppata, rimuovere il paracapezzolo.

AVVERTENZE
- Avvertenza: questo prodotto non è un giocattolo, tenerne fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare il paracapezzolo prima di ogni uso, non usare il prodotto se si presenta usato o danneggiato.
- Non lasciare il paracapezzolo in un luogo dove i bambini possono toccarlo, quanto raccomandato, questo potrebbe danneggiarlo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Non lasciare il paracapezzolo esposto alla luce solare o a fonti di calore. Conservare nell'apposita scatolina.
- Non lasciare il paracapezzolo come tettarella o succhietto.
- Gli elementi dell'imballaggio (pacchetti in plastica, scatole di cartone ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

AVVERTENZE
se al tuo bambino sono già spuntati i primi dentini, il silicone potrebbe lacerarsi durante la sucione.

PULIZIA EDIGIENIZZAZIONE
Prima di utilizzare per la prima volta i paracapezzoli Chicco farli bollire per almeno 5 minuti e quindi lasciarli raffreddare.
Prima di ogni uso, sanitizzare i paracapezzoli a caldo mediante bollitura e/o sterilizzatore elettrico, oppure sanizzare a freddo usando il disinfettante ampio spazio di chicco. Anche la confezione può essere sanitizzata con gli stessi metodi. Dopo ogni utilizzo lavare a mano accuratamente con un comune detergente per piatti tutte le parti del paracapezzolo, avendo cura di eliminare ogni possibile residuo di latte, quindi asciugare completamente e riporre nell'apposita confezione in luogo pulito ed asciutto al riparo dalla luce e dai fumi di calore diretti.

- Inserire acqua pura nella confezione, fino al livello indicato.

- Posizionare i paracapezzoli sulle apposite sedi e richiedere la confezione posizionando nel centro del piatto del microonde.

- Impossessare il piatto per 1000-750W per 3 minuti.

- Attenzione al termine del ciclo la confezione e i paracapezzoli dovrebbero essere molto caldi, pericolo di scottature, attende qualche minuto per lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo;

- Non superare i tempi di ciclo consigliati per evitare l'esaurimento dell'acqua ed il conseguente danneggiamento del prodotto.

EN NIPPLE SHIELDS
■ PLEASE READ BEFORE USE AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Nipple shields are for personal use only.
HOW TO USE CHICCO NIPPLE SHIELDS
Wash your hands well and clean your breast thoroughly. Before use, wet the product in lukewarm water for better adherence and to favour the transmission of natural warmth. Fold back the edges and place the teat of the device carefully on your nipple; spread out the shield delicately and make it adhere well to the breast (Figures A and B). Make sure that the shape of the nipple shield matches the position of your baby's nose while feeding and that the nipple shield is not in contact with the areola. Positioning your baby correctly on your breast will ensure that your baby latches correctly on your breast taking both the nipple and areola. If feeding, remove the nipple shield.

WARNING:
- Warning: This product is not a toy; keep out of children's reach.
- Check the nipple shield before each use; do not use the product if it shows signs of wear or damage.

- Do not leave the nipple shield in sterilizing solutions for longer than recommended, as this may damage it.
- Keep the product out of reach of children when it is not in use.
- Never expose the nipple shield to sunlight or heat sources. Keep it in its box.
- Do not leave any packaging materials (plastic bags, cardboard boxes, etc.) within the reach of children as these can be hazardous.

WARNING:
If your baby's first teeth have come out, the silicone may be torn during sucking.

CLEANING AND STERILISING
Before using Chicco nipple shields the first time, boil them for at least 5 minutes and then leave them to cool.

Before each use sterilise the nipple shields by boiling and/or electric steriliser, or cold-sterilise using a Chicco broad spectrum disinfectant. The package can also be sterilised using the same methods. After every use, wash each part of the nipple shield carefully by hand with a common detergent for plates, then dry it and store it in its box. Do not leave the nipple shield in the microwave oven in its package in a clean, dry place away from light and direct heat sources. The nipple shields can be sterilised in autoclave: steam at a temperature of 121 °C for 15 minutes. The package and nipple shields, in addition to the methods specified above, can be sterilised directly in the microwave oven at 1000-750W for 3 minutes. - Remove the nipple shield from the package and place it in the microwave oven. - Set the microwave to 1,000-750W; cycle time 3 minutes.

Attention: at the end of the cycle, the package and nipple shields may be very hot. Danger of scalding. Wait a few minutes and leave to cool before using.

Do not exceed the recommended cycle time to avoid making the water evaporate and hence damaging the product.

FR PROTEGE-MAMELOS
■ AVANT L'UTILISATION, LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
Les protège-mamelons sont un article d'utilisation personnelle.

COMMENT UTILISER LES PROTEGE-MAMELOS CHICCO
Bien se laver les mains et nettoyer soigneusement le sein. Avant l'utilisation, tremper le produit dans l'eau tiède pour augmenter l'adhérence et faciliter la transmission de la chaleur naturelle. Pliez les bords et placez le téton du dispositif sur votre sein. Puis étirez délicatement la partie supérieure du protège-mamelon contre la partie supérieure de la tète de votre bébé. Assurez-vous que la forme du protège-mamelon correspond à la position du nez de l'enfant pendant la tétée et que le protège-mamelon soit bien positionné et qu'il ne se déplace pas, avant de donner le sein à l'enfant. Vérifiez que l'enfant est bien collé au sein, c'est-à-dire qu'il prend aussi bien le mamelon que l'aurorelle. Après la tétée, enlever le protège-mamelon.

ATTENTION:
si votre enfant a déjà mis ses premières dents, la silcone pourrait se déchirer pendant la succion.

NETTOYAGE ET STÉRILISATION
Avant d'utiliser les protège-mamelons Chicco pour la première fois, les faire bouillir pendant 5 minutes minimum puis les laisser refroidir. Avant chaque utilisation, désinfectez soigneusement le produit à l'aide d'un désinfectant. Le coffret contenant également le produit peut être stérilisé au moyen d'un stérilisateur à micro-ondes. Les protège-mamelons peuvent être stérilisés en autoclave : à la vapeur à une température de 121°C pour 15 minutes.

Le coffret et les protège-mamelons peuvent, en plus des méthodes indiquées ci-dessus, également être stérilisés directement dans le four à micro-ondes : Verser de l'eau potable dans le coffret, jusqu'au niveau indiqué. Positionnez les protège-mamelons dans leurs logements et fermez le couvercle. Mettre le tout au centre du plateau du micro-onde. - Réglez le micro-onde à une puissance comprise entre 000 1-750W ; temps de cycle 3 minutes.

Attention : à la fin du cycle, le coffret et les protège-mamelons pourraient être très chauds, risque de brûlures, attendre quelques minutes pour laisser refroidir le produit avant de l'utiliser.

Ne pas dépasser les temps de cycle conseillés pour éviter l'épuisement de l'eau et l'endommagement conséquent du produit.

DE BRUSTHÜTCHEN
■ VOR DEM GEBRAUCH DIESE ANLEITUNGEN DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Die Brusthütchen sind ein Artikel für den persönlichen Gebrauch.

Wie verwendet man die Chicco Brusthütchen?
Die Hände gründlich waschen und die Brusthütchen überprüfen. Die Ränder nach hintenbiegen und das Saugtuch auf die Brustwarze auflegen, dann den Rand leicht spannen und gut an der Brust anhaften lassen (Abbildungen A und B). Stellen Sie sicher, dass der Formteil des Brusthüttchen der Position des Babynasen entspricht und dass das Brusthütchen fest angebracht ist und nicht verrutscht, bevor Sie den Kind die Brust reichen. Vergewissern Sie sich, dass das Baby richtig an die Brust angelegt wird und seine Zunge nicht unter dem Brusthütchen oder dem Wirschnetz liegt. Entfernen Sie das Brusthütchen nach dem Stillen.

Sicherheitshinweise
- Warnung: Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es muss von Kindern ferngehalten werden.

- Kontrollieren Sie das Brusthütchen vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie es nicht, wenn es abgeschnitten oder beschädigt sein sollte.

- Lassen Sie das Brusthütchen nicht im Auto kochen, um es vor dem Kochen zu schützen.

- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Verwenden Sie das Brusthütchen nicht als Sauger oder Schnuller.

- Den Autokochtopf entfernen Sie nicht aus dem Herd, sondern aus dem Herdabstander. Reichen Sie die Brusthütchen auf der Reicheite von Kindern halten, da potentielle Gefahrenquellen darstellen.

WARNUNG:
Falls Ihr Kind die ersten Zähne haben sollte, kann das Silikon beim Saugen eingeschnürt werden.

REINIGUNG UND STERILISATION
Bevor Sie die Chicco Brusthütchen zum ersten Mal benutzen, legen Sie diese mindestens 5 Minuten lang in kochendes Wasser an. Lassen Sie sie dann abkühlen. Nach jedem Gebrauch, alle Teile des Brusthütchens mit Hand und einem Reinigungsmittel gründlich sterilisieren. Das Brusthütchen kann mit einem herkömmlichen Geschirrspülmittel waschen und dabei sorgfältig entfernen. Plastikteile können ebenfalls in warmem Wasser gewaschen werden. Auch das Autokochtopf sterilisiert werden. 15 Minuten lang bei 121°C in einem Sterilisator. Die Brusthütchen und das Saugtuch können ebenfalls in einem Autokochtopf sterilisiert werden. - Trinkwasser mit einer Temperatur von 100-750W; Zeit: 3 Minuten.

Attention : à la fin du cycle, le coffret et les protège-mamelons pourraient être très chauds, risque de brûlures, attendre quelques minutes pour laisser refroidir le produit avant de l'utiliser.

Ne pas dépasser les temps de cycle conseillés pour éviter l'épuisement de l'eau et l'endommagement conséquent du produit.

ES PROTEGEPEZONES
■ ANTES DE USO, LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.
Los protegepezones son un artículo de uso personal.

CÓMO UTILIZAR EL PROTEGEPEZONES CHICCO
Lávese bien las manos y límpie cuidadosamente el seno. Antes de utilizarlo, moje el producto con agua tibia para aumentar su adherencia y facilitar la transmisión del calor natural. Doblando hacia atrás los bordes, coloque con cuidado la tetina del dispositivo sobre el pezón y luego tense ligeramente el escudo para que se adhiera bien al seno (Figuras A y B). Asegúrese de que la parte indizada del protegepezón corresponda a la posición del hocico del niño durante la lactancia y que el protegepezón esté bien colocado y no se desplace. Verifique que el niño se agarre bien al seno, es decir que el bebé agarre tanto la areola como la parte del hocico.

ADVERTENCIAS
- Asegúrese de que este producto no es un juguete, manténgalo alejado del alcance de los niños.

- No deje el protegepezón dentro de soluciones desinfectantes por más tiempo del recomendado, ya que podría dañarse.

- Cuando no se utilice, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- No utilice el protegepezón como tetina o chupete.

- Los elementos del embalaje (sacos de plástico, cajas de cartón, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que constituyen fuente de peligro.

ADVERTENCIA:
si al niño ya le salieron sus primeros dientes, la silicona podría agrietarse durante la succión.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Antes de utilizar por primera vez el protegepezón Chicco póngalo a hervir al menos 5 minutos y luego deje que se enfríe.

Antes de cada uso, desinfecte el protegepezón en agua caliente y en un esterilizador eléctrico o bien mediante desinfección con spray. Los protectores de mamilas también se pueden lavar a mano con agua caliente y jabón.

Coloque los protectores de mamilas en agua caliente y lávelos con jabón para mamilas y prestando atención para eliminar todo posible residuo de leche. Luego, aclare con agua abundante, séquelo bien y guardelo en un lugar limpio y seco protegido de la luz de los rayos de calor. Los protegepezones se pueden esterilizar en el autoclave:

- Introduzca agua potable en el recipiente y deje que permanezca 3 minutos.

■ Advertencia: al terminar el ciclo, la caja y el protegepezón podrían estar muy calientes, y existe el peligro de quemaduras. Espere unos minutos a que se enfríe el producto antes de utilizarlo.

■ No superar los tiempos del ciclo recomendados para evitar que el agua se consuma y se dañe el producto.

PT PROTECTORES DE MAMÍLLOS
■ ANTES DA UTILIZAÇÃO LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

Os protegepezones son un artículo de uso personal.

COMO UTILIZAR OS PROTEGEMAMOS CHICCO
Lave bem as mãos e limpe cuidadosamente o seio. Antes de utilizá-lo, coloque o produto em água morna para aumentar a aderência e facilitar a transmissão do calor natural. Dobrando as bordas, coloque com cuidado a tetina do dispositivo sobre a areola ou sobre a parte do bico e aperte ligeiramente o escudo para que se adentre bem no seio (Figuras A e B). Assegure-se de que a parte indizada do protegemanos corresponde à posição da boca do bebé durante a lactação e que o protegemanos está bem posicionado e não se desloca. Verifique se o bebé agarra bem ao seio, ou seja, agarra tanto a areola como a parte do bico.

ADVERTENCIAS
- Asegúrese de que este producto no es un juguete, manténgalo alejado del alcance de los niños.

- No deje el protegepezón dentro de soluciones desinfectantes por más tiempo del recomendado, ya que podría dañarse.

- Cuando no se utilice, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- No utilice el protegepezón como tetina o chupete.

- Los elementos del embalaje (sacos de plástico, cajas de cartón, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que constituyen fuente de peligro.

ADVERTENCIA:
si al niño ya le salieron sus primeros dientes, la silicona podría agrietarse durante la succión.

LIMPIEZA Y DESINFECIÓN
Antes de utilizar por primera vez el protegepezón Chicco póngalo a hervir al menos 5 minutos y luego deje que se enfríe.

Antes de cada uso, desinfecte el protegepezón en agua caliente y en un esterilizador eléctrico o bien mediante desinfección con spray. Los protectores de mamilas también se pueden lavar a mano con agua caliente y jabón.

Coloque los protectores de mamilas en agua caliente y lávelos con jabón para mamilas y prestando atención para eliminar todo posible residuo de leche. Luego, aclare con agua abundante, séquelo bien y guardelo en un lugar limpio y seco protegido de la luz de los rayos de calor. Los protegepezones se pueden esterilizar en el autoclave:

- Introduzca agua potable en el recipiente y deje que permanezca 3 minutos.

■ Advertencia: al terminar el ciclo, la caja y el protegepezón podrían estar muy calientes, y existe el peligro de quemaduras. Espere unos minutos a que se enfríe el producto antes de utilizarlo.

■ No superar los tiempos del ciclo recomendados para evitar que el agua se consuma y se dañe el producto.

IT PROTEGEPEZONI
■ ANTES DELL'USO, LEA ESTAS INSTRUZIONI E CONSERVATE-LE PER CONSULTA FUTURA.

Los protegepezones son un artículo de uso personal.

CÓMO UTILIZAR EL PROTEGEPEZON CHICCO
Lávese bien las manos y límpie cuidadosamente el seno. Antes de utilizarlo, moje el producto con agua tibia para aumentar su adherencia y facilitar la transmisión del calor natural. Doblando hacia atrás los bordes, coloque con cuidado la tetina del dispositivo sobre el pezón y luego tense ligeramente el escudo para que se adhiera bien al seno (Figuras A y B). Asegúrese de que la parte indizada del protegepezón corresponda a la posición del hocico del niño durante la lactancia y que el protegepezón esté bien colocado y no se desplace. Verifique que el niño se agarre bien al seno, es decir que el bebé agarre tanto la areola como la parte del hocico.

ADVERTENCIAS
- Asegúrese de que este producto no es un juguete, manténgalo alejado del alcance de los niños.

- No deje el protegepezón dentro de soluciones desinfectantes por más tiempo del recomendado, ya que podría dañarse.

- Cuando no se utilice, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- No utilice el protegepezón como tetina o chupete.

- Los elementos del embalaje (sacos de plástico, cajas de cartón, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que constituyen fuente de peligro.

ADVERTENCIA:
si al niño ya le salieron sus primeros dientes, la silicona podría agrietarse durante la succión.

LIMPIEZA Y DESINFECIÓN
Antes de utilizar por primera vez el protegepezón Chicco póngalo a hervir