

## PER PUNTURE DI INSETTO



WITH  
CON APPLICATORE

## CEROTTI POST PUNTURA AFTER BITE PATCHES



Eurostic S.p.A. - Viale Europa, n.2004/7 - 3° - Gennaia (Como) - Italy  
Distributed by Aransa s.p.a. Via Salomon Canevi 12/2001 - Caso, Milano (Italy)  
www.chicco.com



## CEROTTI POST PUNTURA AFTER BITE PATCHES

**SENZA AMMONIACA**  
**No ammonia**

**SOLLIEVO IMMEDIATO**  
**Immediate relief**

- CALENDULA
- ZANTHOXYLUM
- LAVENDER
- VITAMIN E



**30 PCS**



VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, LINSEED ACID, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) POLYMER, GLYCINE SOIA (SOYBEAN) OIL, MENTHOL, MINTA PERTITA (PEPPERMINT) OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ZANTHOLENE (ZANTHOLENE) OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER EXTRACT, BENZOIC BENZYL ALCOHOL.

Lot. 0000000

**IT** Questi cerotti contribuiscono ad attenuare la fastidiosa sensazione di prurito causata da agenti esterni, come le punture di insetto, grazie alla loro azione lenitiva. Inoltre, creano una barriera meccanica che impedisce lo sfregamento e il conseguente aumento dell'irritazione della zona interessata. I principi attivi Calendula e Zantahene svolgono un'efficace azione rispettivamente lenitiva e rinfrescante, donando sollievo alla zona interessata. **AVVERTENZE:** prodotto destinato ad adulti e bambini al di sopra dei 3 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente. Per uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto monouso. Seguire le istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

**EN** These patches help alleviate the bothersome itching caused by external agents, such as insect bites, thanks to their soothing effect. In addition, they create a mechanical barrier that reduces friction, protecting the affected area from further irritation. Active ingredients Calendula and Zanthahene soothe and refresh the affected area. **WARNINGS:** product intended for adults and children over 3 years of age. Keep out of the reach of children under 3 years. In case of contact with the eyes rinse abundantly. For external use only. Store in a dry, cool place. Single-use only. Follow the instructions for use printed on the packaging.

**ES** Estos parches ayudan a aliviar la molesta sensación de picor causada por agentes externos, como las picaduras de insectos, gracias a su acción calmante. Además, crean una barrera mecánica que evita el roce y el consiguiente aumento de la irritación de la zona afectada. Los principios activos de la Caléndula y el Zantahene ejercen una eficaz acción lenitiva y refrescante, respectivamente, que alivia la zona afectada. **ADVERTENCIAS:** producto destinado a adultos y niños mayores de 3 años. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente. Para uso externo. Conservar en un lugar fresco y seco. Productos de uso solo uso. Seguir las instrucciones de uso que figuran en el envase.

**PT** Estes penhos ajudam a aliviar a sensação incômoda de comichão causada por agentes externos, como picadas de insetos, graças à sua ação calmante. Além disso, criam uma barreira mecânica que evita o esfregamento e o consequente aumento da irritação da zona afetada. Os principais ativos Calendula e Zantahene exercem uma ação, respetivamente, calmante e refrescante eficaz, proporcionando alívio à zona afetada. **ADVERTÊNCIAS:** O produto destina-se a adultos e crianças acima dos 3 anos. Manter fora do alcance das crianças com idade inferior a 3 anos. Em caso de contacto com os olhos, exague bem. Para uso externo. Guarde em lugar fresco e seco. Productos de uso único Siga as instruções de uso descritas na embalagem.

**EL** Αυτά τα ταιρότα βοηθούν στη μείωση της ενοχλητικής αίσθησης κνημάτου που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ταυτόματα εντόμων, χάρη στην καταπραϋντική τους δράση. Επιπλέον, δημιουργούν ένα μηχανικό φράγμα που αποτελεί το τρίγυρο και την επικολύψη σύνθετη του ερεθισμού που πληγεί τη περιοχή. Τα ενεργά συστατικά Calendula και Zantahene προγραμματίζουν οι αποτελεσματική καταπραϋντική και αναζωογονητική δράση αντίστοιχα, ανακούφιζοντας την πληγείσα περιοχή. **ΠΡΟΕΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Προϊόν που προορίζεται για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών. Σε όλα τα παιδιά που παίζουν με τα ταιρότα, πρέπει να φύλασσεται μακριά από παιδιά ή γηράτες κατά την παρασκευή. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά. Για εμβεράκι χρήση, διατηρείτε σε δροσερό και έντρο μέρος. Προϊόν μιας χρήσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία.

**IT** **Istruzioni d'uso:** 1. Detergere e asciugare la zona della pelle interessata. Staccare un cerotto allo supporto trasparente utilizzando l'applicatore. 2. Applicare il cerotto nella zona di interesse, evitando di toccare la parte adesiva con le dita. 3. Non superare le 8 ore di applicazione. Applicare non più di una volta al giorno, massimo 3 cerotti contemporaneamente. Vedere illustrazioni lato pacchetto.

**EN** **Instructions for use:** 1. Clean and dry the skin in the affected area. Remove one plaster from the transparent support using the applicator. 2. Apply the plaster to the affected area. Avoid touching the adhesive part with your fingers. 3. Do not apply for more than 8 hours. Apply no more than once daily, using no more than 3 plasters at the same time. See illustrations on the side of the pack.

**ES** **Instrucciones de uso:** 1. Lavar y secar la zona afectada de la piel. Despegar un parche del soporte transparente utilizando el aplicador. 2. Aplica el parche en la zona en cuestión, sin tocar la parte adhesiva con los dedos. 3. No superar las 8 horas de aplicación. No aplicar más de una vez al día, máximo 3 parches al mismo tiempo. Consultar las ilustraciones en el lado del envase.

**PT** **Instruções de uso:** 1. Lavar e secar a zona da pele interessada. Retirar um adesivo do suporte transparente utilizando o aplicador. 2. Aplicar o adesivo na zona de interesse, evitando tocar na parte adesiva com os dedos. 3. Não superar 8 horas de aplicação. Aplique no máximo uma vez por dia e não mais de 3 pesos ao mesmo tempo. Veja as ilustrações na lateral da embalagem.

**EL** **Οδηγίες χρήσης:** 1. Καθαρίστε και ατεγκνήστε την προβεβαμένη περιοχή του δέρματος. Απορρέψτε ένα ταιρό από το διαφανές υποστήριγμα χρησιμοποιώντας το απλικέρ. 2. Εφερρύστε το ταιρό στην περιοχή που οι ενδιαφέρονται, αποφεύγοντας την αγγίξηση το αυτοκόλλητο μέρος με τα δάχτυλά σας. 3. Μην υπερβαίνετε τις 8 ώρες εφαρμογής. Εφαρμόστε όμη περιοστέρα από μια φορά την ημέρα. Δείτε τις εικόνες στο πλάι της συσκευασίας.

premere qui/push here/  
empurre aqui/empuje aquí/  
σπρώξτε εών

REF 00 012077 000 000  
MADE IN ITALY



XXXXXX.1022APS-r00