



Conserva, congela e riscalda¹ il tuo latte
Store, freeze and warm¹ your milk.

- Comodo spazio per annotare quantità e data dell'estrazione.
- Pratico beccuccio per versare il tuo latte nel biberon.
- Fondo a soffietto per riempire i sacchetti comodamente.
- Busta per contenere i sacchetti in maniera pulita e ordinata.
- Space for notes about quantity and date of expression.
- Practical spout for pouring the milk into a feeding bottle.
- Gusseted base to easily fill the bags.
- Main bag to keep the milk bags clean and organised.



IT SACCHETTI PER LA CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO

Durante il periodo dell'allattamento ti potrebbe capitare di avere latte in eccedenza o la necessità di tenerlo di scorta. In questi casi puoi usare i sacchetti Chicco pre-sterilizzati per la conservazione del latte materno: grazie alla doppia chiusura ermetica anti-perdita, permettono di conservare* in modo igienico il tuo latte preservandone i principi nutritivi. Istruzioni all'interno. Conservare per futuro riferimento. *In frigo massimo 3 giorni o in congelatore massimo 3 mesi. **In conformità alla normativa vigente. ¹ Con acqua tiepida o con uno scaldabiberon Chicco.

ES Bolsas para conservar la leche materna

Para conservar, congelar y calentar¹ la leche extraída. Durante el período de la lactancia podría suceder que se produzca leche en exceso o tener la necesidad de guardar leche de reserva. En estas ocasiones, utilice las bolsas Chicco preesterilizadas para conservar la leche materna: gracias al doble cierre hermético que evita los derrames, permiten guardar* la leche de modo higiénico conservando sus propiedades nutritivas. Poseen y una práctica boquilla para verter la leche en el biberón. El fondo con fuelle permite llenar las bolsas teniendo-as en posición vertical. Disponen de un espacio para anotar la cantidad y la fecha de la extracción. Instrucciones dentro del envase. Conservar para futura referencia. *En el frigorífico, máximo 3 días, o un máximo de 3 meses en el congelador. **Conforme a la normativa vigente. ¹ Con agua tibia o con calentabiberones Chicco.

EN BREAST MILK STORAGE BAGS

While breastfeeding you may at times have too much milk or need to have an extra supply handy. Chicco pre-sterilised breast milk storage bags come in handy in such situations. The two airtight no-spill closures allow for the hygienic storage* of breast milk, preserving its nutritional properties. Instructions inside. Keep for future reference. *Maximum 3 days in the fridge or maximum 3 months in the freezer. **In accordance with legislation in force. ¹ With warm water or a Chicco bottle warmer.

PT Sacos para conservação do leite materno

Conserve, congele e aqueça¹ o seu leite. Durante o período de aleitamento, pode haver excesso de leite ou a necessidade de guardar o leite de reserva. Neste caso, pode utilizar os sacos Chicco pré-esterilizados para a conservação do leite materno: graças ao fecho duplo estanque hermético que evita derrames e permite conservar* as propriedades nutricionais. Possuem e uma abertura prática para passar o leite do saco para o biberão. A base reforçada permite encher o saco verticalmente. Dispõem de espaço para anotar a quantidade e data de extração. Instruções no interior. Conserve para consultas futuras. *No frigorífico no máximo 3 dias ou no congelador no máximo 3 meses. **Em conformidade com a normativa vigente. ¹ Com água tépida ou com um aquecedor de biberão Chicco.

EL Σακουλάκια αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

Αποθηκεύει, καταψύχει και θερμαίνει¹ το γάλα σας. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού μπορεί να έχετε υπερβολικό γάλα ή την ανάγκη να το διατηρήσετε σε απόθεμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προ-αποστειρωμένα σακουλάκια Chicco για την αποθήκευση του μητρικού γάλακτος: χάρη στο διπλό ερμητικό κλείσιμο κατά της διαρροής, σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε* το γάλα σας με υγιεινό τρόπο, διατηρώντας τις διατροφικές του ουσίες. Διαθέτουν ένα πρακτικό στόμιο για να ρίξετε το γάλα σας στο μπιμπερό. Η σταθερή βάση του σας επιτρέπει να γεμίσετε τα σακουλάκια κρατώντας τα σε κάθετη θέση. Στον ειδικό χώρο μπορείτε να γράψετε την ποσότητα και την ημερομηνία εξαγωγής. Εσωκλειστές οδηγίες. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. *Στο ψυγείο έως 3 ημέρες ή στην κατάψυξη για έως 3 μήνες. **Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ¹ Με χλιαρό νερό ή με θερμαντήρα μπιμπερόν Chicco

DE Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel

Zum Aufbewahren, Einfrieren und Erwärmen¹ Ihrer Milch. Während der Stillzeit könnte es vorkommen, dass Sie zu viel Milch haben oder diese als Reserve aufbewahren müssen. In diesen Fällen können Sie die vorsterilisierten Chicco-Beutel für die Aufbewahrung von Muttermilch verwenden. Durch den doppelten hermetischen Verschluss mit Auslaufschutz ermöglichen sie die hygienische Aufbewahrung* Ihrer Milch und erhalten ihre Nährstoffe. Sie sind mit einem praktischen Ausgießer für das Einfüllen Ihrer Milch in die Flasche ausgestattet. Der Zwickelboden ermöglicht, die Beutel senkrecht aufzustellen und zu füllen. Auf dem vorgesehenen Platz können Sie Menge und Abpumptdatum notieren. Anleitung liegt bei. Für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren. *Im Kühlschrank maximal 3 Tage oder im Gefrierschrank maximal 3 Monate. **In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung. ¹ Mit lauwarmem Wasser oder mit einem Chicco Flaschchenwärmer.

PL Woreczki do przechowywania mleka kobiecego

Przechowaj, zamroź i podgrzeź¹ swój pokarm. W okresie karmienia piersią może się zdarzyć, że masz nadmiar pokarmu lub musisz go przechować. W takich przypadkach możesz skorzystać z wysterylizowanych woreczków Chicco do przechowywania mleka kobiecego: dzięki podwójnemu, hermetycznemu zamknięciu zapobiegającemu przeciekaniu, umożliwiają higieniczne przechowywanie^{*} Twojego pokarmu z zachowaniem składników odżywczych. Wyposażone i w praktyczny dzióbek do nalewania mleka do butelki. Rozkładane dno umożliwiają napełnianie woreczków w pozycji pionowej. W odpowiednim miejscu możesz zapisać ilość i datę odciążenia pokarmu. Instrukcja używania wewnątrz. Zachować w celu późniejszej konsultacji opakowania. *W lodówce maksymalnie 3 dni lub w zamrażarce maksymalnie 3 miesiące. **Zgodnie z obowiązującymi przepisami. ¹ W ciepłej kąpieli wodnej lub za pomocą podgrzewacza do butelek Chicco.



Sacchetti per latte materno
Breast milk storage bags



PRESTERILIZZATE
 PRE-STERILISED



CHIUSURA ANTIPERDITA
 NO-SPILL CLOSURES



%0 BPA**

30
 pz./pcs

FR Sachets pour la conservation du lait maternel

Conservez, congelez et réchauffez¹ votre lait. Durant la période d'allaitement, il peut vous arriver d'avoir un excès de lait ou encore besoin d'en garder en réserve. Le cas échéant, utilisez les sachets Chicco présterilisés pour la conservation du lait maternel : grâce à leur double fermeture hermétique anti-fuites, ils vous permettent de conserver* de façon hygiénique votre lait, tout en préservant les principes nutritifs. Ils sont munis d'un bec pratique pour verser votre lait dans le biberon. Le bas des sachets est doté d'un soufflet qui vous permet de les remplir en les tenant à la verticale. Vous pouvez noter la quantité et la date d'extraction dans l'espace prévu à cet effet. Instructions à l'intérieur. Conserver pour une future référence. *3 jours maximum au réfrigérateur et 3 mois maximum au congélateur. **Conformément à la réglementation en vigueur. ¹ Avec de l'eau tiède ou avec un chauffe-biberon Chicco.


NL Bewaarzakjes voor moedermelk

Voor het bewaren, invriezen en verwarmen¹ van moedermelk. Tijdens de periode dat je borstvoeding geeft, kan het voorkomen dat je teveel melk hebt of dat je een voorraadje wilt aanleggen. In deze gevallen kun je de voorgesteriliseerde zakjes van Chicco gebruiken voor het bewaren van moedermelk: dankzij de dubbele, hermatische en lekdichte sluiting kun je de melk op hygiënische wijze bewaren* met behoud van de voedingsstoffen. De zakjes hebben een praktische tuit om de melk in de zuigfles te schenken. Door de gevouwen bodem kun je de zakjes rechtop zetten tijdens het vullen. In de daarvoor bestemde ruimte kun je de hoeveelheid en de datum van het kolven noteren. Gebruiksaanwijzingen in het pak. Bewaren voor latere raadpleging. *In de koelkast tot 3 dagen of in de vriezer tot 3 maanden. **In overeenstemming met de huidige wetgeving. ¹ met warm water of met een flessenwarmer van Chicco.

LOT



Non usare in microonde.
 Do not use in the microwave.
 Ne pas mettre au micro-ondes.
 Nicht in der Mikrowelle verwenden.
 No utilize en el microondas.
 Não utilize no micro-ondas.
 Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.
 Niet in de magnetron gebruiken.
 Μην το χρησιμοποιείτε σε φούρο μικροκυμάτων.



Conservare per futuro riferimento
 Keep for future reference
 Conservar para futura referencia.
 Conserve para consultas futuras.
 Conserver pour une future référence.
 Conserve para consultas futuras.
 Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
 Für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.
 Zachowac w celu późniejszej konsultacji.
 Bewaren voor latere raadpleging.
 www.chicco.com/recycle
 www.chicco.com/recycle
 LDPE 4 PAP 21
 PE-LD
 PAP



REF 0000225730000
 Mod. 022573
 Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
 22070 Grandate (Como) - Italy
 www.chicco.com
 Made In China - Hergestellt in China - Fabricado na China
 Fabricado en China- Fabriqué en Chine
 Gefabriceerd in China- Произведено в Китае
 Κατασκευασμένο στην Κίνα- Wyprodukowano w Chinach

REV 2431_00
 CNP 7081653