



PhysioClean

RICAMBI MORBIDI PER ASPIRATORE NASALE
SOFT NOZZLES FOR NASAL ASPIRATOR



FACILITA
LA POPPATA
MAKES
BREASTFEEDING EASIER



FAVORISCE UNA
NANNA TRANQUILLA
MAKES SLEEP PEACEFUL

MD

IT_Dispositivo Medico
EN_Medical Device
ES_Producto Sanitario
PT_Dispositivo Médico
FR_Dispositif Médical
DE_Medizinprodukt
TR_Tıbbi Cihaz
NL_Medisch Hulpmiddel
EL_Ιατροτεχνολογικό Προϊόν
AR_جهاز طبي



MORBIDO - SOFT

PhysioClean

RICAMBI MORBIDI PER ASPIRATORE NASALE
SOFT NOZZLES FOR NASAL ASPIRATOR

0m+



CON APERTURE
LATERALI ANTI
OCCLUSIONE
BREVETTATE
WITH PATENTED
ANTI OCCLUSION
SIDE FISSURES

10PZ./PCS.

IL MODO CORRETTO DI IMPUGNARLO ED UTILIZZARLO: THE RIGHT WAY TO HOLD AND USE IT:



IT Ricambi morbidi PhysioClean per aspiratore nasale

Ogni confezione contiene 10 beccucci monouso morbidi con filtro assorbente. Da utilizzarsi come ricambio per l'aspiratore nasale PhysioClean di Chicco. Ogni ricambio è sigillato singolarmente per garantire la massima igiene. I beccucci sono stati studiati per adattarsi perfettamente alle narici delicate dei più piccoli. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Modo d'uso: vedi foglietto istruzioni interno. Avvertenze: tenere lontano dalla portata dei bambini (vedi foglietto istruzioni interno). Validità 5 anni.

▲ Leggere attentamente le istruzioni interne prima dell'uso e conservarle per ogni futuro riferimento.

ES Recambios blandos PhysioClean para aspirador nasal

Cada caja contiene 10 boquillas desechables blandas con filtro absorbente. Para utilizarse como repuesto del Aspirador Nasal PhysioClean de Chicco. Cada repuesto está sellado individualmente para garantizar la máxima higiene. Las boquillas han sido estudiadas para adaptarse perfectamente a las fosas nasales delicadas de los más pequeños. Conservar en lugar fresco y seco. Modo de uso: ver el folleto de instrucciones. Advertencias: mantener lejos del alcance de los niños (ver folleto de instrucciones en el interior de la caja). Caducidad 5 años. Distribuido por: ARTSANA SPAIN, S.A.I. - C/Industria, 10 - Polígono Industrial, Urb. 29823 Alcorcón (Madrid).

▲ Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y conservarlas para consultar futuras.

FR Recharges souples PhysioClean pour aspirateur nasal

Chaque boîte contient 10 embouts jetables souples avec filtre absorbant. Ils s'utilisent comme recharges pour l'aspirateur nasal PhysioClean de Chicco. Chaque recharge est emballée individuellement afin de garantir une hygiène maximale. Les embouts ont été étudiés pour s'adapter parfaitement aux narines délicates des tout-petits. Les conserver dans un endroit frais et sec. Mode d'emploi: voir notice à l'intérieur. Mise en garde: tenir éloigné de la portée des enfants (voir notice à l'intérieur). Valable 5 ans.

▲ Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver pour toute consultation future.

TR Burun aspiratörü için PhysioClean yumuşak yedek parçalar

Her pakette emici filtreyle donatılmış tek kullanımlık 10 adet uç bulunmaktadır. Bunlar Chicco'nun PhysioClean burun aspiratörüne birliktelik yedek parçaları olarak kullanılmak üzere tedarik edilmiştir. Tüm yedek parçalar maksimum hijyen garantisi için tek tek mühürlenmiştir. Uçlar en küçük bebeklerin bile hassas burun deliklerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sani ve kuru yerde muhafaza ediniz. Kullanım şekli: ürünün içindeki talimat broşürüne bakınız. Uyarılar: ocullu alan erişimeyeceği bir yerde saklayınız. (ürünün içindeki talimat broşürüne bakınız). 5 yıl geçerlidir.

▲ Kullanmadan önce ürünün içindeki talimatları dikkatle okuyunuz ve daha sonra kullanılmak üzere saklayınız.

AR الفوهات الناعمة PhysioClean لسفط الأنف

الفوهات الناعمة PhysioClean لسفط الأنف تحتوي على 10 فوهات ناعمة وحساسة أحادية الاستخدام مغطاة في عبوات فورية. Chicco بأف الفوهات الناعمة مع مراعاة أقصى درجات النظافة الصحية من خلال إضاءة فوهات ناعمة في عبوات فورية. الفوهات الناعمة أحفظ في مكان بارد وجاف بطريقة استخدام المنتج. أطلع على التعليمات بمداخل الفوهات. خذات: يجب الاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال. أطلع على التعليمات بمداخل الفوهات. تاريخ انتهاء الصلاحية 5 سنوات. يرجى قراءة التعليمات الدقيقة بالعبوة بعناية قبل الاستخدام واحتفظ بها للأرجح إليها مستقبلاً.

EN Soft Nozzles PhysioClean for nasal aspirator

Contains 10 soft and delicate disposable nozzles sealed in singular packs. Chicco takes care of baby's sensitive nose with maximum hygiene, offering individually packed nozzles. The nozzles in soft and flexible plastic are designed to perfectly fit the delicate nose of baby. Store in a cool dry place. How to use the product: see instructions inside the pack. Warnings: keep out of reach of children (see instructions inside the pack). Expiry date 5 years.

▲ Please read carefully the instructions contained in the pack before use and keep them for future reference.

PT Peças Sobressalentes PhysioClean para Aspirador Nasal

Cada embalagem contém 10 bicos descartáveis macios dotados de filtro absorvente. Estes devem ser utilizados como peças sobressalentes para o aspirador nasal PhysioClean da Chicco. Todas as peças sobressalentes são individualmente seladas para assegurar a máxima higiene. Os bicos foram projetados para se adaptarem perfeitamente às narinas delicadas das crianças mais novas. Conserve o produto num local fresco e seco. Modo de usar: consultar o folheto de instruções interno. Advertências: manter fora do alcance das crianças (consultar o folheto de instruções interno). O prazo de validade é de 5 anos.

▲ Leia com atenção as instruções internas antes de utilizar e conservá-las para futuras referências.

DE Weiche Ersatzteile PhysioClean für Nasensaugentferner

Jede Packung enthält 10 weiche Einweg-Aufsätze mit Filter. Zur Verwendung als Ersatzteil für den Nasensaugentferner PhysioClean von Chicco bestimmt. Jedes Ersatzteil ist zur Gewährleistung maximaler Hygiene einzeln verpackt. Die Endstücke wurden speziell zur perfekten Anpassung an die empfindlichen Nasenlöcher von Babys konzipiert. Kühl und trocken aufbewahren. Anwendung: Siehe Packungsbeilage. Haltbarkeit 5 Jahre.

▲ Packungsbeilage vor dem Gebrauch aufmerksam lesen und für ein künftiges Nachlesen gut aufbewahren.

EL Μαλακά ανταλλακτικά PhysioClean για το ρινικό αναρροφητήρα

Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 10 μαλακά στόμια μιας χρήσης με απορροφητικό φίλτρο. Να χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά για το ρινικό αναρροφητήρα PhysioClean της Chicco. Όλα τα ανταλλακτικά είναι σφραγισμένα σε ξεχωριστές συσκευασίες που εγγυώνται άριστες συνθήκες υγιεινής. Τα στόμια έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται τέλεια στα ευαίσθητα ροσφύδια των μικρών παιδιών. Φυλάξτε σε δροσερό και στεγνό χώρο. Τρόπος χρήσης βλέπε φυλλάδιο οδηγιών στο εσωτερικό της συσκευασίας. Προφυλάξεις: να φυλάσσεται μακριά από παιδιά (βλέπε φυλλάδιο οδηγιών στο εσωτερικό της συσκευασίας). Χρόνος ζωής 5 χρόνια.

▲ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

NL Zachte PhysioClean neusstukken voor neuszuiger

Iedere verpakking bevat 10 zachte neusstukken met absorberende filter voor eenmalig gebruik. Ze gebruiken als onderdeel voor de PhysioClean neuszuiger van Chicco. Elk onderdeel is afzonderlijk verpakt voor een optimale hygiëne. De neusstukken zijn speciaal ontworpen zodat ze perfect op de neusholtes van baby's passen. Koel en droog bewaren. Gebruiksaanwijzingen: zie het informatieblad in de verpakking. Waarschuwingen: buiten het bereik van kinderen houden (zie het informatieblad in de verpakking). 5 jaar lang bruikbaar.

▲ De gebruiksaanwijzingen zorgvuldig doornemen en voor raadpleging bewaren.

Barcode and product information: 8 003670 042352 5, 000049828200000000, www.chicco.com, Artstana S.p.A., Made in China - Fabriqué en Chine, Numero verde consumatori Italia 800 188 898

Recycling symbols and Lot number: 03E55181.NC