





Artisana S.p.A.
Via Saldarni Carelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Fabbricato in Italia
Rgv: 01-2445
REF: 00 084427 000 000



PT O redutor de sanita Neobaby em plastico reciclado respeta o ambiente e é uma excelente soluçao para ajudar o seu bebê a usar a sanita. Com um assento anatômico, equipado com encasto e um pratico resguardo contra fugas. Adapta-se à maior parte das sanitas.
MODO DE UTILIZACAO: Levante a tampa da sanita, posicione o redutor no bordo da sanita, verificando se está bem apoiado, tapando-o completamente. Baixe a tampa, para fixar o redutor de modo seguro.
ATENCAO: Antes de sentar a criança, verifique se o redutor está posicionado de modo estravel, caso contrario, nao o utilize. Nunca deixe a criança sentada no redutor sem vigilância. Manter os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Depois de cada utilizacao, lave o redutor minuciosamente, sem utilizar produtos abrasivos.

IT Il riduttore WC Neobaby rispetta l'ambiente ed è un'ottima soluzione per abituare il vostro bimbo all'uso del water. Con seduta anatomica, dotato di schienale e di un pratico paraspruzzi. Si adatta alla maggior parte dei wc.
MODO D'USO: Sollevare l'asse, posizionare il riduttore sul vaso verificando che appoggi sul bordo dello stesso coprendolo interamente. Abbassare l'asse per fissare il riduttore in modo sicuro.
AVVERTENZE: Prima di appoggiare il bambino verificare che il riduttore sia posizionato in modo stabile. In caso contrario non utilizzare. Non lasciare mai il bimbo solo senza sorveglianza. Tenere i componenti dell'imballo fuori dalla portata del bambino. Lavare accuratamente il riduttore dopo ogni utilizzo senza utilizzare prodotti abrasivi.



Riduttore WC in plastica riciclata



18m+



Riduttore WC in plastica riciclata

made in ITALY

